TECHNOLOGIEN

*PLATINUM LITE

CURA F

VIELSEITIG & WIEDERVERWENDBAR

Dieser wiederverwendbare und benutzerfreundliche Gesichtsschutz wurde speziell für medizinisches Fachpersonal entworfen und entwickelt. Kompatibel mit allen Korrektionsbrillen, ist CURA-F perfekt geeignet, um effektiven Schutz gegen Viren, Tropfen und Spritzer zu bieten. Er ist leicht zu montieren, einzustellen und zu reinigen und gewährleistet lang anhaltenden Komfort, Leistung und Zuverlässigkeit. CURA-F wird in Großbritannien entwickelt, hergestellt und zusammengebaut, unter Verwendung von lokal beschafften, nachhaltigen Materialien. Denn den Planeten zu schützen bedeutet, langfristig Leben zu schützen.

- LEICHTER DESINFIZIERBARER SCHUTZ (POLYAMID)
- WASCHBAR UND WIEDERVERWENDBAR
- PLATINUM LITE, ANTI-BESCHLAG-BESCHICHTUNG



VERSIONEN



PFSCURFP02



PFSCURFP03



bollé

CURA F					
AUSFÜHRUNGEN	BEZEICHNUNGEN	KENNZEICHNUNG DER GLÄSER	KENNZEICHNUNG DES GESTELLS	BESCHICHTUNGEN	NORMEN
CLEAR	PFSCURFP02	C€\CROWN Z87	С€ध्धं 😭 Z87 D3	PLATINUM LITE	CE-UKCA
CLEAR	PFSCURFP03	C€\CROWN Z87	C€\\ च Z87 D3	⁺ PL^TINUM LITE	CE-UKCA
CLEAR	PFSCURFP04	C€\CROWN Z87	С€ध 🗁 Z87 D3	PLATINUM LITE	CE-UKCA

VERPACKUNGSEINHEIT								
EINHEIT: Größe: 38 x 27 x 2 mm	INNENBOX: Größe: xx cm Gewicht g	UMVERPACKUNG: Größe: 58 x 38 x 20 cm Gewicht kg						
3660740013202	- pcs	3660740213206 -50 pcs						
3660740013103	- pcs	3660740213107 -50 pcs						
3660740013202	- pcs	3660740213206 -50 pcs						
	CUSTOM CODE: 90049010							

CUSTOM CODE: 90049010



PFSCURFP02 RAHMEN/BÜGEL/SCHNALLEN



PFSCURFP03 RAHMEN/BÜGEL



PFSCURFP04 RAHMEN/SCHNALLEN

BESONDERHEITEN						
BRILLENGLAS	PET	HALTEBAND	ISOPRENE - WEISS			
GESTELL-TYP	PA6 - RAHMEN/BÜGEL/SCHNALLEN	NUTZUNG	MEHRWEG			
GEWICHT	68 g	GELIEFERT MIT				



REINIGUNG UND LAGERUNG

REINIGUNG: Die Brillengläser sollten regelmäßig gereinigt werden. Bollé Safety empfiehlt die Nutzung von B-Clean Reinigungslösungen.

INSTANDHALTUNG: Beschädigte, zerkratzte bzw. zerstörte Brillengläser müssen ausgetauscht werden indem eine komplett neue Brille erworben wird. Wenn das Gestell kaputt ist, dann muss auch die komplette Brille ausgetauscht werden. Nach jedem Gebrauch der Brille wird empfohlen, ein Mikrofaser-Tuch oder Etui zu nutzen.

LAGERUNG: Alle Produkte müssen in einem trockenen und sauberen Umfeld gelagert werden.









DIE 🤇 -ZULASSUNGSZERTIFIKATE DER BOLLÉ SAFETY-ERZEUGNISSE SIND AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH.







HERKUNFTSLAND: UK

U.K. & Ireland

Unit C83-Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington Surrey-KT9 2NY-UK Tél.: 00 44 (0)208 391 4700

2810 Caribou Court, Suite 160 Carlsbad, CA 92010 United States of America Tél.: 800 222 6553

DOKUMENT: 01-07-2022

Asia-Pacific Office 32-40 Fairchild Street heatherton VIC 3202 Australia Tél.: 1300 138 098



bolle-safety.com

Europe Headquarters 34 rue de la Soie 69100 Villeurbanne Tél.: 00 33 (0) 4 78 85 23 64 **USA Office**